

Unistik Touch

EN SINGLE USE SAFETY LANCETS. INSTRUCTIONS FOR USE.

1. Twist off and discard lancet cap. **DO NOT PULL.**
2. Press platform firmly against sample site. Lancet will automatically retract into body of device.
3. **Dispose of in a suitable sharps container.**

⚠ Do not use if cap has been previously removed. Single use for safety. The reuse of this single use device will affect safety, performance and effectiveness, and will expose users to unnecessary risks.

FR AUTOPIQUEUR À USAGE UNIQUE. MODE D'EMPLOI.

1. Dévissez et jetez le capuchon de la lancette. **NE TIREZ PAS.**
2. Pressez fermement la plateforme contre la zone de prélèvement. La lancette se rétractera automatiquement dans le corps du dispositif.
3. **Éliminez-le dans un contenant pour objets tranchants approprié.**

⚠ N'utilisez pas ce dispositif si le capuchon a déjà été retiré. Usage unique pour des raisons de sécurité. La réutilisation de ce dispositif à usage unique nuit à sa sécurité, ses performances et son efficacité et exposera les utilisateurs à des risques inutiles.

DE EINWEG-SICHERHEITSLANZETTEN. GEBRAUCHSINFORMATION.

1. Schutzkappe der Lanzette abdrehen und entsorgen. **NICHT ZIEHEN.**
2. Sicherheitslanzette fest auf die Entnahmestelle drücken. Lanzette wird automatisch in die Vorrichtung zurückgezogen.
3. **In geeignetem Behälter für scharfe und spitze Gegenstände entsorgen.**

⚠ Nicht verwenden, wenn die Kappe bereits entfernt wurde. Aus Sicherheitsgründen für den Einmalgebrauch vorgesehen. Die Wiederverwendung dieses Einmalartikels beeinträchtigt die Sicherheit, Leistung und Wirksamkeit des Produkts und setzt den Benutzer unnötigen Risiken aus.

ES LANCETAS DE SE INSTRUCCIONES

1. Desenroscar y de
2. Presionar la plata
La lanceta se retr
3. **Desechar en un**

⚠ No utilizar si el prot
uso por seguridad. l
afectará a la segurid
los usuarios a riesg

IT LANCETTE DI SIC ISTRUZIONI PER I

1. Svitare e gettare
2. Premere energic
La lancetta si ritra
3. **Gettare in un co**

⚠ Non usare la lancet
rimosso. Le lancette
di questo dispositi
prestazioni e l'effic

PT LANCETAS COM I ÚNICA UTILIZAÇÃ

1. Desenrosque e e
2. Pressione a plata
da amostra. A lar
do dispositivo.
3. **Elimine num re**

⚠ Não utilize se a tam
destina-se a uma ú
uma única utilizaçã
eficácia e sujeitar o

Unistik Touch

Typical blood volume:



Gauge: 30G Depth: 1.5mm
REF 100: 000361 200: 000362

Unistik Touch

Typical blood volume:



Gauge: 28G Depth: 1.8mm
REF 100: 000363 200: 000364

Unistik Touch

Typical blood volume:



Gauge: 23G Depth: 2.0mm
REF 100: 000365 200: 000366

Unistik Touch

Typical blood volume:



Gauge: 21G Depth: 2.0mm
REF 100: 000367 200: 000368