

## Produktdatenblatt

### MisterCool Kühlspray (REF 31112, 31113)

<b>Verwendungszweck:</b>	Optimale Erste-Hilfe-Maßnahme bei Zerrungen, Prellungen, Muskelkrämpfen, Verstauchungen und allen Sportverletzungen ohne offene Wunden.
<b>Anwendung:</b>	<p>Vor Gebrauch schütteln. Betroffene Hautpartie aus ca. 20 cm Entfernung mit mehreren kurzen Sprühstößen einsprühen. Die Behandlung kann bei Bedarf nach wenigstens 1 Minute wiederholt werden. Zur Vermeidung von Kälteschäden bitte darauf achten, dass sich kein Eis bildet. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.</p> <p><b>Achtung!</b> Anwendung nur auf unverletzten Hautpartien! Keine Schürf-, Riss- oder sonstige offenen Wunden behandeln. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Für Schwangere und stillende Mütter geeignet, allerdings sollte es während der Stillzeit nicht in unmittelbarer Nähe zur Brust verwendet werden. Nicht auf Augen oder Schleimhäuten anwenden.</p>
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Propan, Butan, Isobutan, Minzöl
<b>Nebenwirkungen:</b>	Enthält Minzöl (Menthol, Linalool und Limonene). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Inhalt:</b>	100 ml / 300 ml
<b>Lagerung:</b>	Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
<b>Entsorgung:</b>	Nur völlig entleerte Aerosoldosen der Wertstoffsammlung zuführen. Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<p>Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen sowie andere Zündquellenarten sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor</p>

#### Banken

Wiesbadener Volksbank  
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06  
BIC WIBA DE SW

Deutsche Bank Wiesbaden  
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00  
BIC DEUT DE FF 510

#### Kontakt

WERO GmbH & Co. KG  
Idsteiner Straße 94  
D-65232 Taunusstein  
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0  
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50  
info@wero.de · www.wero.de

#### Zertifiziert

DIN EN ISO 9001  
ÖKOPROFIT

	Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Der Kontakt mit der Flüssigkeit kann zu Frostschäden und schweren Augenverletzungen führen. Einatmen von Aerosol vermeiden.
<b>Haltbarkeit:</b>	Bitte beachten Sie das aufgebrachte Verfallsdatum.
<b>Klassifizierung:</b>	Medizinprodukt Klasse IIa
<b>Hersteller:</b>	AEROCHEMICA Dr. Deppe GmbH, Am Selder 35a, D-47906 Kempen
<b>Vertrieb durch:</b>	WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Str. 94, D-65232 Taunusstein

Stand: Februar 2023, V03, FÜ

Banken

Wiesbadener Volksbank  
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06  
BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden  
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00  
BIC DEUT DE 33 01

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG  
Idsteiner Straße 94  
D-65232 Taunusstein  
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0  
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50  
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001  
ÖKOPROFIT